

“雅博”減壓氣墊（未滅菌）

多美適 悠漾



一體成型的床墊設計，輕巧易用，帶來全新使用體驗



Wellet

雅博集團

多美適 悠漾



一體成型的減壓床墊，專注提升使用者體驗

人體工學床墊 腳跟坡度設計

符合人體工學設計的床墊，如水一般的親柔服貼，腳跟坡度設計，減少骨突處壓力，細緻巧思提升照護品質。

在乎使用者 也在乎照護者


一體成型床墊設計不易藏汙納垢，床墊重量輕，無複雜組裝過程，方便收摺簡單操作，大幅提升清潔便利性。

行銷全球 歐美熱銷

超過30年品牌行銷全球，熱銷歐美；雙交替創造優質減壓效果，長期照護氣墊床首選。

飛博設計 飛博製造 耐用性佳

彈性布上蓋不僅材質耐用，且減少摩擦力，可提升舒適性。



規格

型號	多美適 悠漾	
主機	尺寸	29 x 18.5 x 12.6 公分
	重量	2.2 公斤
	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.16A
	保險絲額定值	1A, 250V
	循環時間	每 8 分鐘交替循環，二管交替
床墊	尺寸	190 x 85 x 10.2 公分
	型式	18 管。5 英寸床墊，腳跟傾斜處是 2.5 英寸 (6.35cm) / 配有 C.P.R. 快速洩氣閥
	重量	2.8 公斤
	上蓋材質 / 床管材質	彈性布 / 尼龍 (Nylon)+PU 聚氨酯 (Polyurethane)
	最大載重	140 公斤
	充氣時間	至少 25 分鐘

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。北衛器廣字第11201006號/衛署醫器陸輸壹字第000338號

醫療器材製造商

雅博股份有限公司

醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by