

“雅博”減壓氣墊（未滅菌）

多美適 極智 H

數位主機直覺操作，減壓床墊提升患者舒適性 - 壓傷照護首選



Wellell

雅博集團

多美適 極智 H

主機採用數位面板設計搭配Cell-on-cell床墊設計，有效預防壓瘡及減低觸底風險

Cell-on-cell 舒適安全設計 預防觸底

8吋Cell-on-cell管上管床墊設計，全方位提升舒適度，停電時也提供安全防護避免觸底，細緻心思提升照護品質。

行銷全球 歐美熱銷

超過30年品牌行銷全球，熱銷歐美；雙交替創造優質減壓效果，長期照護氣墊床首選。

彈性布上蓋設計 耐用性佳

彈性布上蓋不僅材質耐用，且減少摩擦力可提升舒適性。

雅博設計 雅博製造 安心的選擇

有低壓警報功能，當壓力過低時提醒照護者，降低患者觸底風險。

數位主機 直覺操作

圖像化按鍵，直覺式使用者操作介面，面板上鎖功能，減少誤觸風險。



規格

型號	多美適 極智 H	
主機	尺寸	29 x 18.5 x 12.6 公分
	重量	2.2 公斤
	電源需求	AC 110V / 60 Hz, 0.17A
	保險絲額定值	1A, 250V
	循環時間	每 10 分鐘交替循環，二管交替
床墊	尺寸	190 x 85 x 20 公分
	型式	19 管 / 8 英寸管上管床墊 / 配有 C.P.R. 快速洩氣閥
	重量	5.7 公斤
	上蓋材質 / 床管材質	彈性布 / 尼龍 (Nylon)+PU 聚氨酯 (Polyurethane)
	最大載重	180 公斤

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。北衛器廣字第11201006號/衛署醫器陸輸壹字第000338號

醫療器材製造商

雅博股份有限公司

醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by