



Yes, you can.®

英國原裝進口

“英維康”凝膠減壓座墊（未滅菌）

Flo-tech™ Solution Xtra™

將出色的減壓特性與主動調整坐姿管理相結合，透過使用一些模塊化系統，可以增強擺位功能，最大程度地提高舒適度並保護皮膚完整性。

三年
保固

輪椅座墊
C款補助

Wellell

雅博集團

“英維康”凝膠減壓座墊（未滅菌）

英國原裝進口

Flo-tech™ Solution Xtra™

▪ Ultra-fresh™ “超清新”抗真菌

泡棉添加抗真菌處理，有助於提供更長時間持續使用。

▪ Flo-tech

高規格泡棉，保持最佳的沉浸包覆力道和減壓功能。

▪ Large dual fluid

大面積液態凝膠，優化移位，適合發生皮膚壓傷的高風險族群。

▪ Manage posture

模塊化組件提供了多種具體的坐姿擺位支撐，調整姿勢，不只減壓，更可擺位！



沉入 Immersion

最大化表面接觸面積，有效分散壓力，讓座墊有較大而平均的支撐面積，提供最佳舒適度。



包覆 Envelopment

凝膠可完美貼合並且完全包覆骨突處，即使姿勢變更也能適應各種不同的臀型，增加坐姿穩定。

- ✓ 符合補助 C 款凝膠座墊
- ✓ 來自英國原裝進口 國際醫材大廠 Invacare
- ✓ 流體力高科技 減少久坐臀部壓傷解決方案



Height	Total product weight	Max. user weight ¹	Max. cleaning temperature	Warranty
 78 mm	 3.08 kg	 140 kg (22 stone)	 80°	 3 years



產品規格	尺寸	寬度 40.5-45.7 cm (16" ~ 18")	高度 7.8 cm	重量 3.08 kgs
	深度 40.5-45.7 cm (16" ~ 18")		最大承重 140 kgs	最高清潔溫度 80°C

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。衛署醫器輸壹字第022648號/北衛器廣字第11011001號

醫療器材製造商

雅博股份有限公司

醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by

Print-2023/07 版權所有，翻印必究