



14"x20"



肩頸款



14"x27"

“雅博”恆溫濕熱電毯(未滅菌)

APEX Moist Heating Pad

熱敷，促進局部血液循環

暖呼呼的溫度，漸進式地滲透，輔助舒緩局部肌肉酸痛不適



天然珊瑚砂



數位控溫
溫感明顯



肩頸覆蓋
範圍大



台灣製造
保固二年



日本厚生省外國醫材製
造業者認證工廠製造

Wellell

雅博集團

天然風珊瑚砂織布

“雅博”恆溫濕熱電毯 (未滅菌)

數位控溫，升溫快且精準，溫感明顯

- 天然風化珊瑚砂能平均分散熱量，遠紅外線生化陶瓷，遇熱釋放遠紅外線光波
- 促進局部血液循環，透過熱敷，提供體表乾熱治療
- 自動產生水蒸氣，深入皮表加強熱敷效果
- 療程結束即關機，節能安心

四段控溫(45°C、55°C、65°C、75°C)
控時(15、30、45、60分鐘)



適用族群

- **低頭族適用**：輔助舒緩局部肌肉僵硬感，放鬆肌肉，有效舒緩肌肉疲勞
- **適合怕冷的女性**：驅寒保暖，讓身體暖活起來，生理期熱敷更方便
- **銀髮族**：輔助舒緩局部肌肉痠痛感，亦可包覆足部使用
- **男性**：肩頸從頸部就填入珊瑚砂並加長尺碼，覆蓋範圍大
- **大尺寸**：適合腰背熱敷使用

產品規格

尺寸	14"x27" (35x68cm) / 14"x20" (35x50cm) / 20"x26" (50x65cm) 肩頸款"
電壓	110V±2 60HZ±10
溫度設定	45 / 55 / 65 / 75 °C
時間設定	15 / 30 / 45 / 60分鐘
內編織材質	珊瑚砂

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。衛部醫器製壹登字第007677號/北衛器廣字第10911001號

醫療器材製造商

雅博股份有限公司

醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by