

“雅博”減壓氣墊床(未滅菌)

# Optima Prone 俯臥位氣墊床

自動抬肩及壓力分散-有效減輕俯臥位姿的醫護負擔，降低壓瘡風險。



**Wellell**

雅博集團

# Optima Prone

## 俯臥位通氣治療解決方案

俯臥位姿容易導致高風險的壓瘡，患者有可能需要住院或臥床休息來治療壓瘡問題，造成護理人員與病患的負擔。

Optima Prone氣墊床提供從頭到腳的壓力交替，可協助單人護理的轉頭模式操作，擁有客製化獨立單管洩氣，以及耳朵凹槽設計的獨特減壓面枕，減少護理人員的工作量和有助於提升壓瘡治療效果。



## 減少護理複雜性和護理人員的工作量，提升醫療品質。

### 簡化轉頭模式，改善面部壓瘡護理困難

透過氣墊床抬高患者肩膀，同時在患者下巴下方創造空間，就能輕鬆且安全有效地協助患者轉頭減壓照護。

### 預防俯臥位通氣潛在壓瘡風險

結合獨特的頭枕設計、俯臥位減壓面枕、耳部減壓措施、交替壓力、客製化減壓單管洩氣和自動壓力偵測，可有效提升俯臥位姿改善患者治療壓瘡的效果。

### 獨立單管洩氣，客製化減壓與管路梳理

獨立單管進行洩氣可適時減輕關鍵部位受壓點，從而減輕照護者的負擔。

### 人性化面板控制，簡化護理流程

LCD液晶面板直觀圖像式介面，操作易上手，快速完成交替設定和區域壓力設置、計時器、抬肩功能和警報系統設置，簡化護理流程並提升照護品質。



## 規格

型號	Optima Prone	
主機	尺寸	34.1x16.5x26.0cm
	重量	4.5kg( 不含電池 )
	機殼材質	防火 ABS
	電源需求	AC120V/60Hz
	保險絲額定值	T1A1,250V
	循環時間	每 10,15,20,25 分鐘二管交替循環
	床墊	尺寸
單管		8" 21 根單管
重量		14kg
床罩材質 / 床管材質		雙向彈性布 / TPU
最大載種		250kg
防火等級		EN597-1&EN597-2
CPR 旋鈕		1 組

醫療器材製造商  
雅博股份有限公司  
醫療器材販售商  
雅適股份有限公司  
236044 新北市土城區民生街9號1樓  
T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526  
消費者服務專線 0800 054 133  
customer@wellell.com  
tw.wellell.com

Distributed by