

“雅博”減壓氣墊床(未滅菌)

Optima Turn 翻身氣墊床

簡化醫護人員翻身操作和提升患者舒適性-落實翻身擺位和預防壓瘡。



Wellell

雅博集團

Optima Turn

翻身減壓解決方案

使用交替氣墊床之下，定時將患者翻轉成30°側臥位姿(翻身側臥位姿可以顯著降低患者的承受表壓)能有效治療壓瘡並提高患者舒適度和護理工作效率。

Optima Turn "雅博"翻身氣墊床(未滅菌)提供30°自動雙向翻身及可選翻身停留時間的客製化選擇，透過單管交替及多種減壓模式，達到減壓效果。腳跟部位，同時擁有可獨立洩壓單管，提供腳跟減壓照護，治療臥床壓瘡。主機面板操作直觀，輕鬆設定，簡化患者照護工序及護理人員的工作負擔。



減少護理複雜性和護理人員的工作量，提升醫療品質。

自動雙向30°側臥翻身 模擬醫護人員翻身擺位

可選擇翻身角度、翻身方向和翻身停留時間，調整患者以達最佳舒適度及醫療品質。

長時間壓力分散 有效減壓

Optima Turn 翻身、交替二合一。仰臥和側臥之間規律翻身，翻身同時獲得壓力釋放。側邊護欄設計相結合，為患者提供最大的穩固性和安全性。起身加壓模式可確保患者在起身時維持支撐性，預防觸底。

懸浮腳跟 達到客製化腳跟防護

滿足不同體型患者，腳跟部位單管可獨立洩氣已達腳跟壓力釋放，分散腳跟壓力至小腿部位，懸浮腳跟降低發生壓瘡風險。

提供患者最佳舒適度 首選照護夥伴

主機直觀操作，省去醫護人員費時操作，輕鬆完成治療壓力、翻身角度、方向、翻身停留時間。同時顧全安全面，提供警報提示及翻身暫停機制，一同與您把關醫護場域安全。



規格

型號	Optima Turn	
主機	尺寸	34.1x16.5x26.0cm
	重量	4.5kg(不含電池)
	機殼材質	防火 ABS
	電源需求	AC120V/60Hz
	保險絲額定值	T1A1,250V
	循環時間	每 10,15,20,25 分鐘二管交替循環
	翻身停留時間	10, 20, 30, 60 分鐘
床墊	尺寸	床墊 200x85/90x13cm，護邊 25.4cm
	單管	5" 第 4-12 單管下方有兩個翻管氣囊
	重量	12.5kg
	床罩材質 / 床管材質	雙向彈性布 / TPU
	最大載種	180kg
	防火等級	EN597-1&EN597-2
CPR 旋鈕	1 組	

醫療器材製造商
雅博股份有限公司
醫療器材販售商
雅適股份有限公司
236044 新北市土城區民生街9號1樓
T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526
消費者服務專線 0800 054 133
customer@wellell.com
tw.wellell.com

Distributed by