

Respiratory Therapy

雅博呼吸治療產品

專為居家情境設計，更多貼心與關懷，研發製造噴霧治療器及抽痰機。

平時做好健康管理，預防疾病惡化，維持生活品質



Wellell

雅博集團

雅博呼吸治療產品 Respiratory Therapy

專為居家情境設計，更多貼心與關懷，研發製造噴霧治療器及抽痰機。
平時做好健康管理，預防疾病惡化，維持生活品質。



衛署醫器製字第003173號

"雅博"倍護交直流兩用抽痰機 Vac Plus

- 全系列產品的防水升級：延長使用年限
- 內置蓄電池：適合戶外或停電時使用
- 可提供40-60分鐘連續使用時間
- 環抱式置杯架：可有效固定抽痰杯，減震效果一把罩
- 配有800ml 抽痰杯，易更換、清洗



衛部醫器製字第004568號

"雅博"噴霧治療器AP-100100

- 霧化粒子細微、均勻（ $0.5\mu\text{m}$ - $5\mu\text{m}$ ）；能有效深達至肺部深層，被人體直接吸收
 - 精巧收納、上掀式保護蓋，方便相關配件收納與防塵
 - 過熱保護：溫度過高時主機將自動停止運轉
 - 可連續使用30分鐘，性能穩定、可靠
- 其他規格：■ "雅博"噴霧治療器(白蓋)



衛署醫器製字第003118號

雅博倍護抽痰機 Vac Maxi

- 全系列產品的防水升級：延長使用年限
 - 46LPM快速的最大流量
 - 環抱式置杯架：可有效固定抽痰杯，減震效果一把罩
 - 配有1800ml 抽痰杯，易更換、清洗
- 其他規格：■ VacPro 倍護抽痰機/800ml



衛署醫器製字第001405號

"雅博"噴霧治療器 Mini Plus

- 霧化粒子細微、均勻（MMAD $4.0\mu\text{m}$ - $6.0\mu\text{m}$ ）；能有效深達至肺部深層，被人體直接吸收
- 可配搭口含式微量噴霧藥罐組或面罩式組件使用
- 管架便利設計：病患或坐或臥均可使用



衛署醫器製字第001600號

福康照護抽痰機 VC701

- 馬達特殊設計，結構緊湊，堅固耐用，操作便利
- 吸盤式底座，防震、低噪音；維持優質照護、生活品質
- 過濾器，降低污染、安心、衛生
- 硬質塑料貯液瓶800c.c.，便於拆卸、清洗



衛部醫器製字第004768號

"雅博"攜帶式噴霧器 PY-001

- 細小分子的霧化顆粒 $<5\mu\text{m}$ ，容易吸收，達到最大療效！
- 輕巧外型、超靜音、電池式，適合外出攜帶
- 體積小、僅138公克，台灣製造
- 無接管設計，傳遞藥物更有效率，用藥不浪費



衛署醫器製字第001600號

福康照護抽痰機 TC2000V

- 馬達驅動：堅固耐用，低震動、低發熱
- 提供抽吸力高達650mmHg，可進行動力式抽吸、壓力穩定
- 低噪音，不影響病人休息與睡眠，提供優質照護生活品質
- 1800c.c.透明收集瓶，易更換、清洗

內容僅供參考，本公司保有規格及設計變更權力。所有功能和產品規格如有更改，恕不另行通知。北衛器廣字第10603038號

醫療器材製造商

雅博股份有限公司

醫療器材販售商

雅適股份有限公司

236044 新北市土城區民生街9號1樓

T +886 2 2268 5600 F +886 2 2268 6526

消費者服務專線 0800 054 133

customer@wellell.com

tw.wellell.com

Distributed by